



# filtro + cartucho de silicophosphate protección anti piedra caliza - 200 m3 de tratamiento



## Product description:

filtro + cartucho de silicophosphate protección anti piedra caliza de 9 3/4

## Característica técnica:

- Filtro en dos partes, equipadas con un dispositivo de centrado del cartucho para facilitar su sustitución
- Eventos equipados con juntas tóricas para un sello perfecto.
- Latón inserta para no distorsionar las roscas, fuente de futuras fugas.

Caudal máximo con cartuchos: 1500 L/h, las heladas, entrada / salida 3/4 de pulgada.

- Monta antes de los dispositivos de protección
- Entrada/salida 20/27
- Presión estática máxima 5 bares
- Instalación de un reductor de presión a 4 barras es obligatoria.
- Se recomienda instalar una válvula de retención a la salida de la puerta del filtro
- válvula de anti-contaminación aguas arriba del producto y después de que el contador del agua se requiere.



- 
- Frost
  - Para ser montado en un lugar alejado de la luz y seco.
  - No use sellado de goma o pasta para sellar, utilice preferiblemente teflon
  - Dejar un espacio de al menos 5 cm por debajo de los tanques para facilitar el mantenimiento
  - tratamiento de 200 m<sup>3</sup>

#### Mantenimiento:

- Antes de cambiar el cartucho, cierre el agua y desenrosque la ventilación a presión atmosférica
- Afloje el tanque con la llave y luego con la mano
- Cambie el cartucho y la junta tórica del vaso con grasa de alimentos de grasa
- Vuelva a colocar el tanque y apriete con la mano, se aprieta a la clave. La clave sólo se utiliza para lanzar los tanques filtro
- En el tiempo de restauración de agua, la energía de ventilación para eliminar el aire
- El cartucho de silicophosphate se debe reemplazar cada 6 meses. La duración de la eficacia del producto depende de la calidad de su agua y su uso.
- En el caso de no más de 2 días de uso, deje correr el agua durante 5 minutos antes de su uso



---

- Se recomienda sustituir el cartucho cada 6 meses a 1 año

\* Recordatorio 1milimetre = 1000 micrones

**Product gallery:**



**Product codes:**

Reference: 280010

EAN13: 3796690514596

UPC: -